

Indications for use

Medical gynecology: indication of pain in women except pregnant women
Gynecological surgery: indication of pain in women except pregnant women
Visceral and bariatric surgery (obesity): laparoscopy (or laparascopy), eventration, celioscopy.
Spine surgery: ALIF (anterior arthrodesis), OLIF (lateral approach), TFIL (minimally invasive posterior lumbar arthrodesis), PLIF (posterior lumbar interbody fusion), spine trauma.
Thoracic surgery: chest fracture, rib fracture or rib cracks enveloping the thorax, trauma to the spine, pleuroscopies, thorascopies, mediastinoscopies.
Cosmetic surgery: abdominoplasty, dermolipectomy.

Contraindications

Allergy to cold, insensitivity to cold, Raynaud's syndrome or other vasospastic diseases, arteritis, cryoglobulinemia, sickle cell disease, arteriosclerosis, diabetes, polyarthritis, disorders of skin sensitivity or hypercoagulation, peripheral vascular diseases causing ischemia or weak local blood circulation.

Risks of use and precautions for use

This medical device must be used according to the medical prescription of your doctor or according to the recommendations for use of your duly authorized health professional (pharmacist, physiotherapist, orthotist, etc.). The manufacturer makes no warranty that use of this product will not prevent injury. It is imperative to check the completeness and integrity of the elements of the kit before use. Do not use if damaged. Factors can increase the risk of skin burns (malnourished patients, excessive smoking, insulin-dependent diabetics, or even people with fragile skin) : close medical supervision is recommended. Cold pack should never be in direct contact with the scar nor skin. Use a protective fabric. Cold pack should be soft and frost free before use. Do not heat or warm cold pack. In case of embarrassment of discomfort, remove the cold pack. Do not pierce the cold pack. In the event of gel leakage: handle the device with gloves, do not ingest the gel, do not pour the gel into a drainage system connected to the sewers, or into a watercourse. Do not throw the device in nature or with household waste. Disposal is done with special industrial waste, in the recycling center. In case of direct contact of the gel with the skin, rinse immediately and abundantly with cold water. Contact your doctor if irritation persists. Keep out of the reach of children and people unfit to use this device.

Cleaning


Cold pack is hand washable with mild soap. Do not machine wash and never use bleach. Do not immerse in a disinfectant detergent bath. If necessary, spray a disinfectant detergent solution (ANIOS disinfectant detergent for high surfaces). Leave to air dry and lay flat. For more information, contact Body Icing or visit the website www.bodyicing.com



Warnings



This medical device is a regulated health product which follows under this regulation, the CE marking. Before use, please read this manual carefully and follow the recommendations for use. In the event of pain, swelling, unusual sensations, inflammatory or allergic reaction, immediately stop using the medical device and consult your authorized healthcare professional as soon as possible (pharmacist, physiotherapist, orthotist, etc.), and contact Body Icing: 0801 790 000 or www.bodyicing.com. In the event of a serious reaction, contact the distributor and the competent authority in France.



Body Icing Manufacturer
 27 Rue Jacques Lemercier - 78000 Versailles
 Email : contact@bodyicing.com
N°Vert 0801 790 000
 APPEL GRATUIT

Body Icing Distributor
 27 Rue Jacques Lemercier - 78000 Versailles - France
 Email : contact@bodyicing.com
N°Vert 0801 790 000
 APPEL GRATUIT

FABRIQUÉ EN FRANCE



NOTICE
 D'UTILISATION /
 INSTRUCTIONS



Ceinture abdominale de cryothérapie Crunch Belt



FR




EN

Composition du colis :

Réf. EST60-BELT



NOTICE / INSTRUCTIONS



1

Placer le pack de froid dans le sachet hermétique, puis mettre l'ensemble au congélateur (entre -18 et -22°C) pendant 8h avant utilisation.

Place the cold pack in the airtight bag, then put all in the freezer (between -18 and -22°C) for 8 hours before use.



2

Si le pack de froid est dur ou comporte du givre, attendre qu'il se réchauffe. Ne jamais utiliser directement sur la peau.

If the cold pack is hard or has frost, wait for it to warm up. Never use directly on skin.



3

Placer la ceinture avec les 2 baleines centrales dans le dos (les 4 baleines peuvent être retirées).

Place the belt with the 2 central whales in the back (the 4 whales can be removed).



4

Placer le pack de froid en bord de ceinture dans le sens de la longueur (ou dans le dos pour une utilisation rachidienne).

Place the cold pack lengthwise, at the edge of belt (or in the back for spinal use).



5

Recouvrir l'abdomen avec le pack de froid puis fermer la ceinture avec les velcros. Des rallonges peuvent être utilisées en cas de besoin.

Cover the abdomen with the cold pack then close the belt with the velcros. Extension can be used if necessary.



6

Après 20 minutes, ouvrir la ceinture abdominale, et retirer le pack de froid, puis le replacer dans le sachet et le remettre dans le congélateur.

After 20 minutes, open the belt abdominal area, and remove the cold pack, then put it back in the bag and put it back in the freezer.



Il est conseillé de réaliser des séances de cryothérapie de 20 à 30 minutes toutes les 2 heures, en évitant tout contact direct avec la peau. Pour toutes questions liées à l'utilisation du produit, consulter votre médecin, chirurgien ou professionnel de santé habilité (pharmacien, kinésithérapeute, orthésiste...), et contacter la société BODY ICING au : 0801 790 000 ou par mail : contact@bodyicing.com



It is advisable to carry out cryotherapy sessions of 20 to 30 minutes every 2 hours, avoiding direct contact with the skin. For any questions related to the use of the products, consult your doctor, surgeon or authorized health professional. (pharmacist, physiotherapist, orthotist, etc.), and contact BODY ICING on: 0801 790 000 or by email: contact@bodyicing.com

Indications

Gynéco-médicales : douleurs de la femme sauf femme enceinte

Chirurgie gynécologique : douleurs de la femme sauf femme enceinte

Chirurgie viscérale et bariatrique (obésité) : cœlioscopie (ou laparoscopie), éventration, cœlioscopie

Chirurgie du rachis : ALIF (arthrodèse par voie antérieure), OLIF (voie latérale), TFIL (arthrodèse lombaire postérieure mini-invasive), PLIF (fusion lombaire postérieure du rachis), traumatologie du rachis.

Chirurgie thoracique : fracture thoracique, fracture des côtes ou fissures des côtes enveloppant le thorax, traumatisme du rachis, pleuroscopies, thoracoscopies, médiastinoscopies.

Chirurgie esthétique : plastie abdominale, dermolipectomie.

Contre-indications

Allergie au froid, insensibilité au froid, syndrome de Raynaud ou autres maladies angiospastiques, artérite, cryoglobulinémie, drépanocytose, artériosclérose, diabète, polyarthrite, troubles de la sensibilité cutanée ou d'hypercoagulation, maladies vasculaires périphériques causant une ischémie ou une faible circulation sanguine locale

Risques à l'utilisation et précautions d'emploi

Ce dispositif médical doit être utilisé selon la prescription médicale de votre médecin ou selon les préconisations d'utilisation de votre professionnel de santé dûment habilité (pharmacien, kinésithérapeute, orthésiste, etc.).

Le fabricant n'offre aucune garantie que l'utilisation de ce produit ne puisse empêcher la survenue d'une blessure. Il est impératif de vérifier l'intégralité et l'intégrité des éléments du dispositif avant son utilisation. Ne pas utiliser en cas de dégradation.

Des facteurs peuvent favoriser le risque de brûlure cutanée (patients dénutris, tabagisme excessif, diabétiques insulino-dépendants, ou encore les personnes ayant une peau fragile) : une surveillance médicale étroite est alors préconisée.

Le pack de froid ne doit jamais être mis en contact direct avec la cicatrice ou la peau. Utiliser un tissu protecteur.

Le pack de froid doit être souple et ne pas présenter de givre avant utilisation.

Ne pas chauffer ou réchauffer le pack de froid. En cas de gêne ou d'inconfort, enlever le pack de froid. Ne pas percer le pack de froid.

En cas de fuite du gel : manipuler le dispositif avec des gants, ne pas ingérer le gel, ne pas verser le gel dans un système d'évacuation relié aux égouts, ni dans un cours d'eau.

Ne pas jeter le dispositif dans la nature, ni avec les ordures ménagères. La mise au rebut se fait avec les déchets industriels spéciaux, en déchetterie.

En cas de contact direct du gel avec la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau froide.

Contactez votre médecin en cas d'irritation persistante.

Ne pas laisser à la portée des enfants et des personnes inaptes à l'utilisation de ce dispositif.

Entretien

Le pack de froid est lavable à la main avec un savon doux. Ne pas chauffer ou réchauffer le pack de froid. Ne pas laver en machine et ne jamais utiliser d'eau de Javel. Ne pas immerger dans un bain détergent désinfectant.

Si besoin, pulvériser une solution détergente désinfectante (ANIOS détergent désinfectant surfaces hautes).

Laisser sécher à plat à l'air libre. Pour plus d'informations, contacter la société Body Icing ou consulter le site www.bodyicing.com



AVERTISSEMENT



Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement cette notice et respecter les préconisations d'utilisation.

En cas de douleur, de gonflement, de sensations inhabituelles, de réaction inflammatoire ou allergique,

stopper immédiatement l'utilisation du dispositif médical et consulter au plus vite votre

professionnel de santé habilité (pharmacien, kinésithérapeute, orthésiste, etc.),

et contacter la société Body Icing: 0801 790 000 ou via le site www.bodyicing.com

En cas de réaction grave, contacter le distributeur et l'autorité compétente en France.



Dispositif médical



Conforme aux exigences de l'union Européenne



Tracabilité produit



Un seul patient à usage multiple



Référence



Durée optimale d'utilisation



Température limite



Lire la notice d'utilisation



Respecter les consignes d'utilisation



Sans phthalates



Sans latex



Ne pas ouvrir avec un objet coupant



Lavage à la main



Ne pas repasser



Ne pas javelliser



Séchage en machine ou à sec interdit



Dangereux pour l'environnement



27 Rue Jacques Lemerrier - 78000 Versailles
Email : contact@bodyicing.com



27 Rue Jacques Lemerrier
78000 Versailles - France
Email : contact@bodyicing.com



APPEL GRATUIT



APPEL GRATUIT