

ENDOCHILL®

Ceinture de soutien abdominale pour soin de cryothérapie abdomino-pelvien

AVANTAGES DE LA CRYOTHÉRAPIE

- Soulage immédiatement la douleur
- Limite les saignements et les hématomes
- Permet de gérer l'œdème postopératoire
- Facile à utiliser à la maison
- Nettoyage facile



Conçue et fabriquée par **BODY ICING®**, **ENDOCHILL®** met la cryothérapie ciblée à la portée de tous.

La cryothérapie consiste à appliquer des températures froides sur la zone opérée, réduisant ainsi la douleur, les gonflements et les saignements. Elle soulage l'inconfort et aide à gérer la douleur, ce qui permet de réduire l'utilisation d'analgésiques.

ENDOCHILL® génère un refroidissement ciblé et peut être utilisée de manière simple à la maison ou en déplacement, ce qui permet aux patients d'être acteurs de leur processus de récupération. Grâce à sa facilité d'utilisation, ce dispositif optimise le rétablissement, ce qui en fait un outil précieux pour les patients en phase postopératoire.



« Triomphez de la douleur grâce
notre solution révolutionnaire ! »



ENDOCHILL® est un dispositif de cryothérapie conçu pour favoriser la récupération post-opératoire.

Sa rallonge lui permettent de s'adapter à toutes les morphologies, assurant ainsi un positionnement optimal du pack de froid.

Le froid ainsi appliqué sur la zone sensible soulage la douleur et aide à réduire le gonflement.



Utilisation recommandée :
20 min. par séance toutes les 2 à 4 heures



Fabriqué en France



Dispositif
Médical



Conforme aux exigences
de l'Union européenne

FACILE À UTILISER À DOMICILE

ENDOCHILL® constitue une avancée en matière de confort et d'autonomie pour le patient.

Conçue dans un souci de simplicité, elle permet aux patientes de gérer elles-mêmes l'application de froid que ce soit à l'hôpital ou à domicile.

En favorisant l'autonomie, ENDOCHILL® contribue à rendre les patients actifs durant la phase de récupération, tout en améliorant leur bien-être général.



INDICATIONS

En cas de déficience temporaire de la paroi abdominale sans caractère pathologique, par exemple : Chirurgie gynécologique, gynécologie médicale et obstétrique dont post-partum.

CONTRE-INDICATIONS

Allergie au froid, insensibilité au froid, syndrome de Raynaud ou autres maladies angiospastiques, artérite, cryoglobulinémie, drépanocytose, artériosclérose, diabète, polyarthrite, troubles de la sensibilité cutanée ou d'hypercoagulation, maladies vasculaires périphériques causant une ischémie ou une faible circulation sanguine locale.

INSTRUCTIONS



Fixer le pack de froid, sur la face intérieure de la ceinture, entre les deux baleines ventrales. Si le pack de froid est dur ou comporte du givre, attendre qu'il se réchauffe. Ne jamais utiliser directement sur la peau.



Placer le pack de froid sur le bas ventre. La fermeture de la ceinture se fait en commençant par fermer le velcro du milieu. Utilisez la rallonge si nécessaire.

Fixer la sangle d'entrejambe à l'extrémité du pack de froid et son autre extrémité sur l'arrière de la ceinture.



Après 20 min, ouvrir la ceinture, retirer le pack de froid puis le replacer dans le sachet et le remettre dans le congélateur jusqu'à la prochaine utilisation.

ENDOCHILL® - Ceinture de soutien abdominale pour soin de cryothérapie abdomino-pelvien
Réf. EST-ENDOCHILL



Pack de froid



Sangle d'entrejambe



Ceinture de soutien abdominal



Rallonge de 45 cm



Sac de congélation